



Abaisse-langue Enfant - En bois - Boîte de 100 - Robemed

Abaisse-langue enfant, à usage unique.

Qualité supérieure.

En bois naturel très lisse pour usage médical professionnel.

Extrémités arrondies.

Dimensions :

- Longueur 140 mm

- Largeur 14 mm.

Conditionnement et vente par boîte de 100 abaisse-langue.

Matériel médical CE

[Également disponible en version adulte.](#)

Ne pas utiliser si l'abaisse-langue est endommagé

Attention : les abaisse-langues ne sont pas adaptés sur les nourrissons.

Bois poli adapté à l'examen buccal. Usage professionnel exclusif.