

### Aiguille de sécurité Sol-Care™, Boîte de 100

Aiguille sécurisée pour tous types d'injections sous cutanées, intradermiques, intramusculaires, intraveineuse et intra-artériel

L'aiguille de sécurité SOL-CARE™ est conçue pour prévenir les blessures par piqûre d'aiguille.

Son mécanisme de sécurité robuste est intuitif et compatible avec toutes les seringues Luer Lock et Luer Slip standard. Disponible dans une large gamme de longueurs et de gauges.

Technique facile à une main pour activer le bras de protection.

Deux options pour l'activation du bras de protection.

Activation contre une surface dure ou avec le pouce, un clic sonore indique l'activation du mécanisme de sécurité.

- Le bras de protection ne gêne pas la visualisation du site d'injection.
- L'aiguille à pointe orientée vers le haut permet des injections à faible angle.
- L'embase, le bras protecteur et l'emballage sont codés par couleur pour une identification facile et rapide.
- Aiguilles 18G-30G (ISO 6009).
- Compatible avec toutes les seringues standard Luer Lock et Slip Tip.

Emballage individuel stérile, stérilisation OE.

Disponible dans 11 tailles standard.

Conditionnement par boîte de 100 aiguilles de sécurité hypodermiques.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

