



Aiguille intramusculaire sous cutanée intraveineuse Medoject Boîte de 100

Aiguille à biseau court, atraumatique grâce à une paroi ultra fine.

Aiguille à biseau court, atraumatique grâce à une paroi ultra fine.
Pour tous types d'injection : intramusculaire, sous cutanée, intraveineuse, prélèvement, trocart, vétérinaire,...

- Aiguille en acier inoxydable.
- Biseau court.
- Siliconage offrant une pénétration en douceur.
- Embase translucide en polypropylène permettant de visualiser le passage du liquide.
- Embase Luer Lock, couleurs standards ISO selon la longueur et le diamètre.
- S'adapte à tous types de seringues.
- Sans latex, sans PVC, sans phtalates (DEHP).

Normes de référence : EN ISO 7864:2016, EN ISO 11135:2014, EN ISO 14971:2019, EN ISO 13485:2016/AC:2018, EN ISO 11607-1:2020, EN ISO 14644, EN ISO 10993

Emballage individuel stérile.
Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Conditionnement par boîte de 100 aiguilles hypodermiques.

Matériel médical CE. Matériel médical de classe IIa

Qualité Chirana certifiée selon EN ISO 13485: 2012.

CHIRANA T Injecta est une entreprise Européenne reconnue pour la qualité de ses produits depuis de nombreuses années. Elle fabrique des systèmes d'injection, de perfusion, cathéters, aiguilles et seringues vendus dans + de 130 pays dans le monde.

NB: Comprendre la taille de la gauge et de l'aiguille:

La gauge d'une aiguille correspondant au diamètre de l'aiguille.
Plus la gauge est grande, plus le diamètre de l'aiguille est petit (aiguille fine).

A conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, ne pas exposer à la chaleur.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.