



Aiguilles à prélèvement Becton Dickinson Vacutainer PrecisionGlide, Boîte de 100

Aiguille intraveineuse à prélèvement sanguin

Aiguille biseautée et canule lubrifiée pour une pénétration optimale et le confort du patient.

Manchon souple et surfaces de préhension plates pour utilisation facilitée.

- Aiguille en acier inoxydable.
- Biseau traité par électrochimie.
- Canule lubrifiée par évaporation gazeuse.
- Capuchon de protection aiguille en polypropylène.
- Capuchon de protection perce-bouchon en polyéthylène.
- Manchon souple et rétractable coté tube.
- Apyrogène.

Stérilisation Rayons Gamma.
Validité 5 ans.

Conditionnement individuel stérile.
Vendu par boîte de 100 aiguilles à prélèvements.

Matériel médical CE.