

### Aiguilles à prélèvements sanguins Chiravac

Aiguille de prélèvement stérile avec aiguille biseautée, canule lubrifiée et manchon souple sur l'aiguille perce-bouchon. Fabriquée en Europe.

Aiguille intraveineuse pour prélèvement sanguin, offre une meilleure pénétration de l'aiguille pour plus de confort pour le patient.

- Aiguille en acier inoxydable biseautée.
- Canule lubrifiée.
- Manchon souple.
- Apyrogène.
- Sans latex, sans PVC, sans phtalates (DEHP).

Emballage individuel stérile.  
Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Conditionnement par boîte de 100 aiguilles à prélèvement.

Matériel médical CE.  
Qualité certifiée selon EN ISO 13485: 2016.

***CHIRANA T Injecta est une entreprise Européenne reconnue pour la qualité de ses produits depuis de nombreuses années. Elle fabrique des systèmes d'injection, de perfusion, cathéters, aiguilles et seringues vendus dans + de 130 pays dans le monde.***

A conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, ne pas exposer à la chaleur.

Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.

