



### Attelle Boston pour immobilisation en cas d'urgence - Modelable, réutilisable et découpable

Pour une immobilisation simple et efficace des membres supérieurs et inférieurs (bras, cheville, genou,...).

Composée d'une armature en aluminium recouverte de mousse, facilement modelable pour épouser au plus près les courbes du membre traumatisé et découpable selon la taille souhaitée.

S'adapte à un maximum de membres : bras, avant-bras, poignet, cheville, coude, genou...

Se fixe facilement avec une bande type [bandes cohésive de contention élastique couleur](#) ou [bandes extensibles auto-adhérente ROB-ELAST C](#).

Réutilisable, se nettoie et se désinfecte facilement.

- Modelable.
- Découpable.
- Réutilisable.
- Lavable.
- Décontaminable.
- 100% radio-transparent.
- Légère.
- Se fixe à l'aide d'une bande.

#### Petit modèle:

Dimensions: L 46 x l 11 cm.

Épaisseur: 0,4 cm.

#### Grand modèle:

Dimensions: L 91 x l 11 cm.

Épaisseur: 0,4 cm.

Vendu par lot de 3 bandes.

Matériel Médical CE.