

### Attelle de doigt type Grenouille aluminium et mousse

**Pour une immobilisation simple et rapide.**

Maintien et immobilise les articulations interphalangiennes.  
Préformée pour une pose rapide.

- Aluminium.
- Mousse de polyuréthane bleue.
- Usage unique.
- Non stérile.

**Disponible en 3 tailles :**

- Small : 71 x 52 mm.
- Medium : 74 x 54 mm.
- Large : 88 x 72 mm.

Conditionnée en sachet individuel.

Matériel médical CE.

