

### **Attelle de genou Ligaflex Immo**

Attelle permettant une immobilisation à 0° du genou.  
Elle possède un système avec 3 panneaux latéraux mobiles et s'ajuste par sangles velcro.

4 baleines de renfort amovibles et préformées, radio transparentes.

Face intérieure : Coton 100 %  
Face extérieure : Polyamide 100 %

Proposé en 2 tailles différentes pour s'adapter à différentes morphologies. Pour déterminer votre taille, mesurer jambe tendue la longueur entre le sol et le haut de votre cuisse.

- Taille 2 : 60 - 70 cm
- Taille 3 : 70 - 80 cm

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Pour une immobilisation rapide, efficace et confortable.

