

Attelle pour pouce droit ou gauche

Permet l'immobilisation de l'articulation du pouce.

Avec bandes scratch renforcées sous le pouce et sur le dessus de la main. Coutures latérales renforcées et tissu aéré extensible. Avec fermeture auto-agrippante pour ajuster la position de l'attelle. Disponible en deux modèles (pour pouce droit et gauche).

- Bande scratch renforcée sur le dessus de la main.
- Bande scratch renforcée avec tige souple amovible sous le pouce.
- Coutures renforcées sur tout le tour de l'attelle.
- Tissu aéré et extensible.
- Ouverture et fermeture par scratch pour ajuster la position de l'attelle.

2 tailles disponibles :

- Taille S (tour de poignet : 16-19 cm).
- Taille L (tour de poignet : 20-23 cm).

2 modèles disponibles :

- Pour pouce droit.
- Pour pouce gauche.

Matière : Néoprène

Conditionné sous sachet plastique refermable.

Matériel médical CE.

