

Balai endocervical pour prélèvement cellules - non stérile - boîte de 50 unités

Pour prélèvement indolore et simultané des cellules de l'endocol et de l'exocol.

Brosse pour frottis cervico vaginal pour des prélèvements indolores et en toute sécurité pour la patiente.

Un seul geste pour prélever simultanément les cellules de l'endocol et de l'exocol.

- Prélèvement facile grâce au manche de 17cm
- Prise en main aisée
- Usage unique
- Non stérile
- Sans latex

Longueur manche : 17 cm

Stérilisation Oxyde Éthylène

Validité 5 ans

Conditionnement par boîte de 50 unités (2 sachets de 25 unités)

Matériel médical CE

Conserver dans un endroit sec et frais

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

