



### Balance impédancemètre Gimafit - Avec connexion bluetooth 5.0 - Portée 180kg

Permet de mesurer le poids, la masse grasseuse, l'IMC, ou encore la graisse viscérale. Balance connectée à l'application Tuya Smart.

Cet impédancemètre offre une surveillance complète de la santé en détectant le poids, la masse grasse, l'indice de masse corporelle, le niveau d'obésité, le poids idéal, l'indice de graisse viscérale, le taux d'eau dans le corps, la masse osseuse, le taux de protéines, le métabolisme de base BMR et l'âge métabolique.

Il est doté d'une connexion bluetooth 5.0 et peut être utilisé sur smartphone et tablette grâce à l'application Tuya Smart, disponible sur [Android](#) et [IOS](#).

- Surveillance complète de la santé.
- Transfert automatique des valeurs de composition corporelle via le Bluetooth.
- Écran LCD intégré affichant clairement les résultats des mesures.
- S'utilise en Bluetooth avec l'application Tuya Smart.
- Technologie SENSE ON (mise en marche automatique quand on monte dessus)

**Capacité** : 0,15 kg à 180 kg avec une précision de 200 g.

**Écran** : LED de 80x40 mm avec rétroéclairage blanc pour une lecture facile.

**Alimentation** : 4 piles AAA incluses.

**Dimensions** : 300x300x23 mm.

Possibilité de commuter entre les unités kg/lb pour une utilisation flexible.

Ce produit est vendu avec 4 piles AAA et un manuel inclus.

**Garantie** : 2 ans

L'application Tuya Smart, disponible sur [Android](#) et [IOS](#), centralise toutes les données de la balance connectée afin d'avoir un meilleur suivi directement à portée de main.