

## FICHE TECHNIQUE

### Balance pèse bébé électronique - Portée 20 kg

Formes arrondies pour un confort et une sécurité au cours de la pesée des tous petits

Modèle électronique robuste et stable avec affichage des résultats sur écran LCD.

Utilisation simple et rapide par simple pression sur la touche ON/OFF.

Fonctions AUTO HOLD, mémoire de la dernière mesure.

S'éteint automatiquement après 10 secondes d'inactivité.



- Plage de mesure : 0 à 20 Kg.
- Précision +/- 10g.
- Plastique ABS résistant et facilement lavable.
- Affichage sur écran LCD: 72 x 3 cm.
- Boutons ON/OFF, TARE, UNIT.
- Fonction AUTO HOLD.
- Fonction Mémoire de la dernière mesure.
- Unités de mesure: Kg,Lb,St.
- Fonctionne avec 2 piles CR2032 (incluses).

Convient idéalement pour une utilisation en milieu professionnel (cabinets médicaux, maternités,...).

Dimensions: L 570 x l 350 x H 100 mm.

Poids: Environ 1,2 kg.

Livré complet avec 2 piles CR2032 et manuel d'utilisation.

Garantie 2 ans.