

FICHE TECHNIQUE



Balance pèse-personne Seca 750 pèse-personne mécanique - Portée 150 kg

Pèse-personne robuste, qualité professionnelle

Pèse-personne mécanique à cadran rond gradué par 1 kg.

Capacité : de 10 à 150 kg.

- Graduation : en kg.
- Grand cadran facile à lire, en verre acrylique.
- Plate-forme très stable.
- Revêtement anti-dérapant.
- Métal laqué.
- Mollette de réglage, remise à zéro.

Dimensions : L.317 x H.117 x P.477 mm

Poids : 3,5 kg.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.