

### **Bandelette urinaire test des protéines Albustix Siemens - Boîte de 50**

Test urinaire en bandelettes pour la détection de protéines.

**Vente réservée aux professionnels de santé.**

Bandelettes avec zones réactives pour la détection de protéines dans les urines.

Bandelettes prêtes à l'emploi.

Résultats des paramètres visibles à l'oeil nu. Se référer à l'étiquette sur le flacon pour évaluer les résultats.

Possibilité d'utiliser les bandelettes Multistix SIEMENS avec le lecteur CLINITEK Status ou Advantus.

Durée de péremption 24 mois après fabrication.

Conditionnement en boîte de 50 bandelettes.

