

Bandelettes urinaires 10 paramètres Gima - Tube de 100 tests

Pour des échantillons d'urine et de sang.

Vente réservée aux professionnels de santé.

Bandelettes compatibles avec le [lecteur d'analyse GIMA LEC460](#) ou pouvant être utilisées seules. Résultats rapides : 30 à 120 secondes, valeurs de seuil pour chaque paramètre et fonction anti-interférence VC.

Permet la détection de 10 paramètres :

- Glucose
- Cétones
- Protéines
- Valeur PH
- Sang
- Nitrites
- Leucocytes
- Gravité spécifique
- Bilirubine
- Urobilinogène (URO)

Conditionnement en boîte de 100 bandelettes.

