

FICHE TECHNIQUE

Barre d'appui à ventouse avec sécurité Robemed

Facile à installer, avec indicateur de sécurité.

Avec support bleu antidérapant sur la poignée. Pour une installation rapide et facile, sans outil, sur toute surface lisse, propre et sèche (type carrelage). Pour que la ventouse accroche bien, la surface doit être plane et lisse (ne pas poser la ventouse sur les joints du carrelage).

Cette barre possède un témoin sécurité, pour savoir si la barre est bien fixée ou non :

- vert lorsque celle-ci est bien fixée,
- rouge lorsqu'elle ne l'est pas.

Disponible en deux tailles : 29 cm ou 40 cm.

Coloris : bleu et blanc.

