

FICHE TECHNIQUE

Barre d'appui droite antidérapante

Pour éviter le risque de chutes aux personnes âgées ou à mobilité réduite.

Barres droites en revêtement plastique PVC strié pour une bonne prise en main qui empêche de glisser.

Elles sont solides pour se sentir en sécurité chaque jour lors de la toilette.

Leur forme ergonomique permet de se relever des WC ou de se tenir dans la salle de bain.

Utilisation intérieure et extérieure possible. Facile à nettoyer et résistantes à la corrosion.

Barres d'appui disponibles en 3 tailles différentes :

- Taille 1: 30 cm - 30 g,
- Taille 2: 45 cm - 45 g,
- Taille 3: 60 cm - 55 g.

- Diamètre 3,8 cm.

- Poids maximal de l'utilisateur : 100 kg.

Garantie : 3 ans

