

FICHE TECHNIQUE

Bâtonnets écouvillons en bois non stériles, par sachet de 100 Robé Médical

Écouvillons composés d'une tige en bois finie d'une boule de coton pure ouate.

Dimensions :

- Longueur : 15 cm
- Diamètre tige en bois : 2 mm
- Diamètre embout coton : environ 5 mm

Conditionnement par sachet non stérile de 100 écouvillons.

Vendus par lot de 10 sachets de 100, soit 1000 écouvillons.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

Avec boule de coton pure ouate.

