

Bistouris de sécurité Swann Morton rétractables stériles

Ce bistouri permet le retrait de la lame pour diminuer le risque de blessure.

Avec glissie crant, permettant d'ajuster la longueur de la lame.

- Lame acier inoxydable
- Haut pouvoir de section
- Avec rainures pour prise en main

Formes de lames disponibles :

- Lame n 10
- Lame n 11
- Lame n 15

Conditionnement sous pochettes individuelles stiles.
Vendus par boe de 25.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE conforme la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Pour limiter les risques d'accident et de blessure

