

Bock à lavement irrigateur rigide 2 litre

Pour le lavement rectal ou l'irrigation vaginale

Encoches pour fixation externe.

- Polypropylène homopolymère blanc.
- Autoclavable à 120°C (20 min).
- Diamètre : 14 cm.
- Hauteur : 19 cm.
- Poids : 197 g.
- Contenance : 2L.
- Graduation sur la tranche.

En option canule rectale ou vaginale, robinet de fermeture et régulation de débit.

En cas de difficultés à mettre en place la tubulure, il faut préalablement la tremper dans de l'eau bouillante ou mettre du savon pour la dilater/lubrifier.

