

### Bracelet d'identification enfant et nouveau né

Bracelet d'identification nouveau-né et enfant.

- Fermeture pratique, rapide et inviolable.
- Ciseaux nécessaires pour ôter le bracelet.
- Etiquette d'identification protégée plastifiée pour le coloris bleu.
- Zone blanche plastifiée pour l'identification pour le coloris rose.
- Aucun risque de coupure ou d'irritation.

Existe en 2 coloris : bleu et rose.

Dimensions coloris bleu :

- Bracelet = 17 cm,
- Etiquette = 7 cm.

Dimensions coloris rose :

- Bracelet = 15,7 cm,
- Zone d'identification = 4,3 x 2 cm.

13 trous (bracelet rose) ou 14 trous (bracelet bleu) pour la fermeture du bracelet en fonction de la taille du poignet.

Utilisable pour enfant ou nourrisson.

Conditionnement par boîte de 100 bracelets.

Matériel médical CE.

[Existe aussi en version adulte](#)

