

FICHE TECHNIQUE

Brossettes endocervicales stériles Robé Médical Robé Médical - Lot de 100

- Forme conique.
- Tige légèrement flexible.

Longueur totale : 21 cm.
Longueur de la brosse : 2 cm.
Diamètre extérieur : 5 mm.

Usage unique.

Vendu par boîte de 100 brosettes.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

Pour prélèvements cytologiques de l'endocol.

