

## FICHE TECHNIQUE

### Calot chirurgical non tissé à usage unique - Épaisseur 40g - Boîte de 160 - Bastos

Épaisseur 40g grand confort. Avec attaches à l'arrière de la tête pour un meilleur ajustement.

Calot de chirurgien en non-tissé doux et respirant. Bonne perméabilité à l'air et excellente régulation de la chaleur.

Épaisseur 40g/m<sup>2</sup>, côtés doublement renforcés, résiste au déchirement avec renforcement des coutures aux endroits sollicités.

Lien de serrage à l'arrière de la tête, convient aux cheveux courts, s'adapte parfaitement à la tête.

Produit à usage unique pour une utilisation en salle d'opération.

- 100 % polypropylène non tissé.
- Épaisseur: 40g/m<sup>2</sup>.
- Non stérile.
- A usage unique.
- Sans latex.
- Sans PVC.
- Coloris vert.

Dimensions: 140 x 307 mm.

Poids : 4g.

Conditionné et vendu en boîte de 160 calots.

Matériel CE.

