

Canne médicale en bois avec poignée courbée

Modèle en bois traditionnel avec poignée courbée

Pour un usage au quotidien, assure un bon équilibre lors des déplacements. Canne en bois de châtaignier, vernie pour une meilleure résistance au fil du temps, légère avec embout antidérapant.

- En bois de châtaignier verni avec poignée courbée.
- Embout caoutchouc.
- Diamètre extérieur tube : 22 mm.
- Hauteur : 93,5 cm.
- Poids : 0,210 kg.
- Poids maximal supporté : 100 kg.

Fabrication Française.

