



### Canne médicale fabriquée en châtaignier tourné - poignée courbée

Canne courbée offrant une aide à la mobilité. Longueur de 92 cm

Canne courbée fabriquée en châtaignier tourné et lissé.  
Elle est utilisée pour faciliter la marche, augmenter la stabilité et réduire la fatigue ou la charge lors de la marche.

La canne est indiquée pour les personnes souffrant de pathologies entraînant un déficit fonctionnel, et permet de garder une indépendance dans ses déplacements.

**Matériau :** châtaignier

**Longueur :** 92 cm

**Diamètre approximatif :** 22 mm

**Poids :** 0,300 kg

**Charge maximum :** 100 kg

**Diamètre de la pointe :** 18 mm

---

#### Quels sont les bons usages d'une canne ?

- La prise de la poignée de la canne doit être adéquate.
- L'utilisateur doit se sentir à l'aise et en sécurité dans l'appui de la main, en choisissant la prise la mieux adaptée à ses besoins.
- La canne doit être à une hauteur idéale pour permettre un confort et une bonne stabilité
- L'état du point d'appui doit être vérifié fréquemment afin d'éviter le risque de chute et diminuer la stabilité.

Ce produit est un dispositif médical de classe I conforme au Règlement (UE) 2017/745