

## FICHE TECHNIQUE

### Canne médicale poignée en T crochet - Motif Black & White

Légère et résistante, hauteur réglable.

Canne en aluminium réglable de 71 à 94 cm, hauteur 10 positions. Poignée en plastique, avec embout caoutchouc.

- Motifs Black & White.
- Poignée plastique en T crochet.
- Canne en aluminium, diamètre extérieur 19 mm.
- Réglage de 71 à 94 cm, 10 positions.
- Embout antidérapant en caoutchouc.
- Bague de serrage anti-bruit.
- Poids : 0,340 kg.
- Poids maximal supporté: 100 kg.

Matériel Médical CE.

