

## FICHE TECHNIQUE

### Canne pliable hauteur réglable noir - 125 kg

Pliable pour un rangement facile. Avec dragonne et pied antidérapant.

Canne pliable avec dragonne noire. Réglable de 85 à 95,3 cm, hauteur 5 positions. Résistante et légère avec pied antidérapant.

- 5 niveaux de réglage : 85 à 95,3 cm.
- Hauteur réglable par bouton poussoir.
- Avec bague de serrage.
- Tube en acier chromé.
- Embout caoutchouc antidérapant.
- Canne repliable.

Charge maximale supportée : 125 kg.

Coloris : noir.  
Poignée noire.  
Poids : 360 g.

Matériel médical CE.

