

Cathéter BD Insyte W veineux périphérique avec ailettes

Cathéter avec ailettes périphérique et perfusion, utilisable en cas d'abord veineux fragilisé ou pression veineuse réduite.

Cathéter court droit en polyuréthane radio-opaque et hémocompatible. Canule souple en BD Vialon : biomatériau qui s'assouplit à la chaleur corporelle facilitant la pénétration et l'intégrité du chanfrein.

Composition :

- Aiguille en acier inoxydable.
- Embase transparente colorée à la canule : polypropylène et colorant.
- Embase de l'aiguille : K-Résin.
- Lubrifiants : silicone, heptane, HFE.
- Bouchon : polypropylène.
- Protecteur d'aiguille : polypropylène.

Embase de différente couleur pour une meilleure identification de la gauge.

Usage unique.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Péremption : 5 ans après stérilisation.

Conditionnement individuel stérile.

Boîte de 50 cathéters.

Matériel médical CE.

Les cathéters avec ailettes BD Insyte W s'utilisent avec [les mandrins d'oburation BD pour la gamme Insyte.](#)

