

Catheter IV court Nipro Wing Cath à ailettes

Site d'injection à grandes ailettes, pour faciliter la fixation du cathéter

Cathéter court intraveineux NIPRO WING CATH à ailettes, avec aiguille.

- Aiguille ultra fine pour une pénétration optimale,
- Canule flexible ETFE pour une résistance aux torsions,
- Offre la possibilité de mouvements sans traumatisme.

Stérilisation oxyde d'éthylène 5 ans.

Conditionné sous emballage individuel stérile.

Vendu par boîte de 50 unités.

Aiguille hypodermique conforme à l'ISO 7864: 1993

Cathéter intraveineux conforme à l'ISO 10555-1 et ISO 10555-5

Conforme à la norme EN 868-5 /1999

Materiel medical CE 93/42

