

### Cathéters IV court à ailettes Chiraflex

Cathéter court avec ailettes, intraveineux, Teflon, sans latex, sans Pvc, sans Dehp. Fabriqué en Europe.

Cathéter court intraveineux radio-opaque pour injections intraveineuses, perfusions et transfusions.

Embase avec code couleur pour une identification rapide de la gauge du cathéter lors de l'utilisation.

Permet de mettre en place une voie veineuse périphérique pour l'administration de solutés, de médicaments intraveineux ou encore de produits de contraste avant ou pendant une radiographie.

- Cathéter en téflon radio-opaque.
- Aiguille en acier inoxydable, triple biseau.
- Chambre de vision transparente.
- Capuchon Luer Lock.
- Apirogène.
- Sans latex, sans PVC, sans phtalates (DEHP).

Emballage individuel stérile.

Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Conditionnement par boîte de 50 cathéters à ailettes.

Matériel médical CE.

Qualité certifiée selon EN ISO 13485: 2016.

***CHIRANA T Injecta est une entreprise Européenne reconnue pour la qualité de ses produits depuis de nombreuses années. Elle fabrique des systèmes d'injection, de perfusion, cathéters, aiguilles et seringues vendus dans + de 130 pays dans le monde.***

A conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, ne pas exposer à la chaleur.

Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.

