

Chaise garde robe Best Up pliable

Confortable, pratique, avec un encombrement minimal.

Chaise percée pliante.

- Grande sécurité en position ouverte, grâce au piétement cadre (système anti bascule).
- Dossier ergonomique pour soutenir le dos.
- Chassis pliant totalement escamotable.
- Accoudoirs relevables, pour faciliter le transfert latéral.
- Assise amovible avec bouchon confort.
- Seau escamotable par le dessus ou sur le côté, pour une meilleure maniabilité.

Poids supporté : 130 kg

Coloris Océan.

Poids de la chaise: 9 kg

Garantie : 2 ans

