

Chaise percée de douche Salamender

Chaise percée légère et anti corrosion pour le déplacement des personnes à mobilité réduite lors de la toilette

Pratique et maniable, ce fauteuil garde robe se manipule sans difficulté grâce à ses roulettes et à son faible poids.

Assise amovible, percée, ergonomique et rembourée pour plus de confort et de simplicité d'utilisation.

Fixation de l'assise grâce à des clips qui s'emboîtent aisément sur le cadre.

L'accès au dos est facilité par le dossier détachable en toile maillée et aérée.

Chaise percée fonctionnelle au moyen de ses accessoires détachables qui permettent un entretien et un nettoyage aisé.

- Aluminium anticorrosion
- Peinture laquée époxy blanc
- 4 roulettes pivotantes et étanches de 125 mm de diamètre
- 2 freins de parking autobloquants sur les roues arrières
- Repose-pieds repliable
- Assise antidérapante, facile à désinfecter
- Siège en PVC imperméable de 4 cm
- Mousse antidérapante de protection sur les accoudoirs
- Largeur entre accoudoirs 44 cm
- Seau amovible avec couvercle et anse
- Contenance du seau : 5L
- Supporte jusqu'à 120 kg

Dimensions :

- Assise 43.5 cm x 43.5 cm
- Hauteur totale 96 cm
- Hauteur sous le siège (sans seau) 46 cm
- Longueur totale 76 cm
- Largeur totale (avec les roues) 51 cm
- Poids 6,9 kg

Livré déjà montée, le siège reste à emboîter sur le châssis.

Matériel Médical CE.

Garantie 3 ans.

