

## FICHE TECHNIQUE

### Chausse-pied ergonomique avec ressort Robemed

Pour l'enfilage des chaussures sans effort.

Chausse-pied flexible, avec mécanisme à ressort. Idéal pour les personnes ayant des problèmes de préhension. Avec boucle de suspension.

- Chausse-pied en acier chromé.
- Poignée confortable et résistante.
- Avec ressort flexible pour ajuster l'angle.
- Boucle de suspension intégrée.

Longueur : 59,5 cm.

Poids : 150 g.

