

Ciseaux à iridectomie droits

Ciseaux de précision conçus pour la chirurgie de l'œil.

Ciseaux à iridectomie à lames droites, inox qualité supérieure.
Stérilisables et autoclavables à 134° C pendant 18 minutes. Nettoyage en machine ou à la main avec un produit adapté.

Tailles disponibles: 11 cm.

Vendu à l'unité.

Matériel médical CE.
Garantie 2 ans.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

