

FICHE TECHNIQUE

Ciseaux de Spencer coupe-fils : en 11 et 13 cm - Inox

Qualité supérieure.

Ciseaux de Spencer coupe-fils en inox.

Disponible en taille 11 et 13 cm.

Matériel médical CE.
Garantie 2 ans.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

