

## FICHE TECHNIQUE

### Ciseaux droits stériles à bouts pointus - 11,5 cm - Usage unique

Ciseaux droits stériles à bouts pointus en métal inoxydable

Maniables et solides, ils permettent de découper aisément et avec précision les bandages, compresses, pansements, fils... grâce à leurs lames pointues.

**Usage:** Unique

**Stérilisation:** Par oxyde d'éthylène.

**Péremption:** 5 ans

**Dimensions:**

- Longueur ciseaux: 11,5 cm
- Longueur lame de coupe: 2,5 cm

**Matériau:** Métal inoxydable

**Conditionnement :** Sachet individuel stérile - Vendus par boîte de 20.

Ne pas utiliser en cas de détérioration de l'emballage.

Matériel médical CE.

