

FICHE TECHNIQUE

Ciseaux mousse stériles à bouts ronds - 11,5 cm - Usage unique

Ciseaux mousse stériles à bouts ronds avec anneaux en plastique et lames en inox

Maniables et solides, ils permettent de découper aisément les bandages, compresses, pansements, fils... sans risque de blesser le patient grâce à ses bouts arrondis.

Usage: Unique

Stérilisation: Par oxyde d'éthylène

Péremption: 5 ans

Dimensions:

- Longueur ciseaux: 11,5 cm
- Longueur lame de coupe: 2,5 cm

Matériau: Métal inoxydable

Conditionnement: Sachet individuel stérile - Vendus par lot de 5 ou 10.

Ne pas utiliser en cas de détérioration de l'emballage.

Matériel médical CE 01970.

