

Ciseaux mousses courbes

Qualité supérieure.

Ciseaux mousses courbes en inox.

Disponible en taille 12 et 14 cm.

Matériel médical CE.

Garantie 2 ans.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénomé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

