

**Ciseaux mousses droits en inox - Qualité bloc -
Fabrication Allemande**

Instruments de qualité bloc.

Ciseaux mousses droits en inox supérieur.
Finition haut de gamme.

Disponible en taille 11 et 14 cm.

Fabrication Allemande.
Matériel médical CE .
Garanti 7 ans.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

