

## FICHE TECHNIQUE

### Ciseaux pointus droits inox stériles à usage unique 11 cm

Les avantages de l'usage unique stérile et la qualité de l'inox.

Ciseaux pointus droits à usage unique idéal pour la découpe des pansements, compresses, bandes,...

- Inox qualité supérieure.
- Stérile.
- Usage unique.

**Dimensions :** Longueur 11 cm.

**Conditionnement :** Emballage individuel stérile. Vendu par boîte distributrice de 20 ciseaux.

**Stérilisation :** Oxyde Éthylène. Validité 5 ans.

Matériel médical CE 1254.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

