

FICHE TECHNIQUE

Civière d'urgence pliable en 8 ultra compact avec sac de transport

Brancard pliable en 8, très compact et léger pouvant être transporté et utilisé à tout moment en cas d'urgence.

Structure en alliage d'aluminium haute résistance, toile enduite imperméable à l'eau.

Portable et léger, facilite le transport d'un blessé en toute sécurité grâce aux 4 poignées et aux 2 sangles à fermeture rapide.
Les 4 pieds permettent de poser la civière au sol.

Compact se plie en 8 et se range dans son sac de transport.

Facile d'entretien: tissu nettoyable et décontaminable.

- En toile polyester enduite PVC.
- Imperméable à l'eau.
- Avec 2 sangles de maintien.
- Poids supporté: 159 kg.
- Coloris: Orange.

Pour transporter blessés et patients lors d'événements sportifs, dans les hôpitaux, les ambulances,...

Dimensions déplié: L 214 x l 55 x H 12 cm.

Dimensions plié: L 58 x l 21 x H 14 cm.

Poids: 5 kg.

Civière livré dans un sac de transport avec 2 sangles de maintien.

Garantie 2 ans.

