

FICHE TECHNIQUE



Civière d'urgence pliante en aluminium avec toile enduite imperméable et sangles de maintien

Pour transporter blessés et patients lors d'événements sportifs, dans les hôpitaux, les ambulances,...

Civière en alliage d'aluminium haute résistance, toile enduite imperméable à l'eau.

Structure légère, pliable en 2.

Transport facilité et sécurisé grâce aux 8 emplacements pour la prise en main et aux deux sangles avec fermeture rapide.

Facile d'entretien: tissu nettoyable et décontaminable.

- En toile polyester enduite PVC, 600D.
- Sans pieds.
- Sans roues.
- Poids supporté: 159 kg.
- Coloris: Bleu.

Utilisé couramment lors de manifestations, événements sportifs, dans les hôpitaux, les ambulances et l'armée pour transporter les patients et les blessés.

Dimensions déplié: L 185 x l 50 x H 5 cm.

Dimensions plié: L 93 x l 52 x H 6 cm.

Poids: 4 kg.

Garantie 2 ans.