

## FICHE TECHNIQUE



### **Civière d'urgence souple en toile imperméable avec sac de transport**

Permet de relever et transporter un blessé dans tous les lieux difficiles d'accès et exigus.

Brancard civière souple, 10 poignées avec renfort pour un maintien et un portage facilité.

Modèle pliable et compact pour un gain de place maximale.

Sac de transport avec poignée et fermeture par scratch.

Entretien facile: tissu nettoyable et décontaminable.

- En toile polyester enduite PVC.
- Poids supporté: 100 kg.
- Coloris: Jaune.

Dimensions déplié: 212 x 75 cm.

Dimensions plié: 88 x 24 cm.

Poids: 2 kg.

Livré dans un sac de transport.

Garantie 2 ans.