

### Coffret complet 5 marteaux à réflexes

Conçus pour tester les réflexes et pour l'évaluation de la fonction neurologique.

#### Coffret complet composé de 5 instruments permettant de tester les réflexes neurologiques :

- 1 Roulette de Wartenburg (18,5 cm).
- 1 Marteau Buck avec aiguille et pinceau (18 cm).
- 1 Marteau de Taylor (18,5).
- 1 Marteau Babinski (22 cm).
- 1 Marteau de Babinski (31,5 cm).



- **Le marteau à réflexes de Buck** est composé de 2 parties percutantes hémisphériques de taille différente pour l'examen des réflexes tendineux chez les adultes ou les enfants.

- **Le marteau à réflexes Babinski** a été conçu pour une utilisation simple et précise. Sa rondelle de percussion permet de viser tous types de tendons pour un test rapide des réflexes tendineux chez les adultes ou les enfants.

- **Le marteau à réflexes de Taylor** est composé d'un tête triangulaire pour la stimulation du réflexe cutané plantaire.

- **La roulette de Wartenburg** permet le diagnostic clinique de certains troubles de la sensibilité.

Livré en coffret rigide.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.