

Collecteur à aiguilles Pocket 0,4 L AP medical

Pratique et astucieux.

Collecteur pour l'élimination d'objets piquants, coupants et tranchants.

- Double système d'ouverture (un côté avec système de désolidarisation des aiguilles et l'autre côté pour l'élimination de la seringue complète).
- Format de poche.
- Prise ergonomique.
- Facilement utilisable avec une seule main.
- Fermetures provisoire et définitive.
- Possibilité de fixation latérale.
- Autoclavable à 134°C pendant 18 min.

Volume : 0,4 L

Capacité utile : 0,35 L

Poids : 110 g

Vendu par lot de 5 pièces.

Certifié AFNOR.

Conforme aux normes NFX 30-500 ADR et NF 302.

