

Collecteur d'aiguilles Sanibox

Pour éviter les risques de contamination.

Collecteur Sanibox mini avec système d'ouverture fermeture automatique par bouton poussoir.

- Pour la récupération des aiguilles usagées standard et insuline.
- Permet d'ôter l'aiguille de la seringue sans contact avec les mains.
- Bouton permettant la fermeture définitive avec une totale étanchéité.

Utilisation principalement en milieu hospitalier, laboratoires et cabinets médicaux.

- Volume utile : 170 mL
- Dimensions : 80 x 33 x 110
- Poids : 43 g

Vendu par lot de 10 pièces.

Conforme à la norme NFX 30-500.

