

FICHE TECHNIQUE

Collecteurs à déchets forme carrée 2 L et 4 L - AP medical

Collecteurs à déchets grand format, forme carrée.

- Couvercle à large ouverture pour objets volumineux.
- Fermeture provisoire.
- Fermeture définitive.
- Poignée pour faciliter le transport.
- Résistant à la perforation.
- Autoclavable à 134°C pendant 18 min.

2 modèles disponibles :

- Volume : 2 L

Capacité utile : 1,9 L

Dimensions : H 20 x l 14,8 x P 14,8 cm

- Volume : 4 L

Capacité utile : 3.4 L

Dimensions : H 24,7 x l 16,7 x P 16,7 cm

Vendu par lot de 5 pièces.

Conforme aux normes NF TRBA 250, ISO 23907.

Egalement disponible : le [support à ventouse](#) pour ces deux tailles.

Qualité supérieure, avec fermeture pratique et sécurisée.

