

### Collecteurs à déchets forme ronde de 0.8 L à 2 L AP medical

- Ouverture empêchant le rejet des déchets.
- Fermeture à pression inviolable.
- Modèle rond

#### 3 formats disponibles :

##### - Volume : 0,8 L

Capacité utile : 0,680 L  
Dimensions : H 17 cm / Ø supérieur 9,5 cm , Ø inférieur 7 cm  
Poids : 0,107 kg

##### - Volume : 1,5 L

Capacité utile : 1,2 L  
Dimensions : H 15 cm / Ø supérieur 14 cm , Ø inférieur 10,2 cm  
Poids : 0,148 kg

##### - Volume : 2 L

Capacité utile : 1,6 L  
Dimensions : H 20 cm / Ø supérieur 14 cm , Ø inférieur 10,2 cm  
Poids : 0,178 kg

Vendu par lot de 5 pcs.

Conforme à la norme NFX 30-500 ADR

Autoclavable avant utilisation à 134°C

Egalement disponible : le [support à ventouse](#) pour la taille 1,5L et 2L.

Pour tous types d'aiguilles et autres objets tranchants.

