

### Combinaison de protection 3M Catégorie III, type 4 5 6, sans chaussettes

Tenue complète avec cagoule intégrée catégorie III type 4 5 et 6

100% étanche aux particules radioactives et aux agents infectieux, recommandé pour la protection biologique et les composants chimiques inorganiques concentrés. Avec élastiques aux chevilles et à la taille, poignets en jersey, coutures étanchées, rabat sur fermeture et au menton.

- 100 % étanche.
- Matériau laminé non microporeux.
- Rabat sur fermeture et au menton.
- Coutures étanchées.
- Élastiques aux chevilles et à la taille.
- Poignets en jersey.
- cagoule à 3 pans.
- Traitement antistatique.
- Coloris blanc.

Ces combinaisons étanches répondent aux recommandations sur la conduite relative à tenir autour des cas suspects de maladie à virus Ebola

OMS :

- [Guide \(provisoire\) août 2014 prévention et contrôle maladie à virus Ebola.](#)
- [Aide mémoire EBOLA](#)

Haut comité de santé publique :

- [EBOLA Recommandations hygiène du Haut Conseil de la santé publique](#)

Disponible en taille S,M,L,XL ou XXL.

Équipement de protection individuel (EPI).

Matériel Médical CE.

