

## FICHE TECHNIQUE

### Compresses de gaze non stériles - 13 fils et 8 plis - Paquet de 100 compresses

Tissu de gaze hydrophile blanchie densité 17 gr/m<sup>2</sup> en 100% coton blanchi.  
Avec pliage chirurgical et bords rentrés. Stérilisables à la vapeur, à l'oxyde  
d'éthylène ou par radiation gamma.

Dimensions de la compresse :  
- 7,5 × 7,5 cm pliée soit 18 × 30 cm dépliée, 8 plis

Conditionnement par paquet de 100 compresses.

Matériel médical CE.

Compresses de gaze non stériles 8 plis 13 fils 17gr/m<sup>2</sup> - 100% coton hydrophile

